

有料版 WOLF、WOLF-V ver2.0.6.1 リリースノート

このリリースノートは、有料版 WOLF ver2.0.6.1 および、WOLF-V ver2.0.6.1 導入についての注意事項(インストール手順)および、前バージョンの WOLF から強化された内容(新機能、その他の変更点等)を記載しています。

WOLF、WOLF-V をご利用の際は必ず目を通していただくようお願いいたします。

また、これらの内容はユーザのフィードバックを受けて更新されることがありますので、随時最新情報をご確認ください(最新情報は <http://www.medical-domain.com/products/r-note.php> でご確認ください)。

1. 導入についての注意事項

1-1. 日医標準レセプトソフト(以下、日レセ)ver 4.4.0(etch)対応について

2009-03-27 に日医標準レセプトソフト(以下、日レセ)ver 4.4.0(etch)のパッケージ提供がおこなわれました。

日レセ ver 4.4.0 でデータベースのスキーマ変更がおこなわれた関係上、WOLF ver2.0.6.1 を使用して日レセ ver 4.4.0 と接続した場合、ODBC によるデータ更新で診療行為が取得できない問題が発生します。

CLAIM による接続は問題なく使用いただけます。

つきましては日レセ ver 4.4.0 対応版の WOLF ver2.0.7 をリリースする予定です。リリース日は2009年4月中旬を予定しております。

WOLF と日レセを連携してお使いの方は、WOLF ver2.0.7 がリリースされるまでの間、ver 4.3.0 のままお使いいただくようお願いいたします。

日レセ ver 4.4.0 は改正対応等の必須バージョンアップではありません。

今回リリース(2009-04-01)WOLF ver2.0.6.1 の日レセ対応について

対応バージョン:日レセ ver4.3.0

対応スキーマバージョン:日レセデータベース仕様書 第16版

次回リリース(2009-04 中旬)WOLF ver 2.0.7 の日レセ対応について

対応バージョン:日レセ ver4.4.0

対応スキーマバージョン:日レセデータベース仕様書 第17版

1-2. インストール時の注意

WOLF ver2.0.6.1 アップデートインストーラは WOLF ver2.0.0~2.0.6(体験版、評価版含む)が導入済み環境でしかご利用になれません。

WOLF ver2.0.6.1 はこれまでの全ての内容を含んでおりますので、過去のバージョンを適用する必要はありません。

WOLF-V をご利用の場合は WOLF-V ver2.0.6.1 のアップデートを入手してください。

有料版 WOLF ver2.0.0~2.0.6 をお使いの方

有料版 WOLF ver2.0.0~2.0.6(体験版、評価版含む)が導入済みであれば、「1-2. インストール方法」を参照し WOLF ver2.0.6.1 のアップデートを実施してください。

WOLF-V ver2.0.4.1~2.0.6 をお使いの方

Windows Vista 環境用の WOLF-V 2.0.4.1~2.0.6 が導入済みであれば、WOLF-V ver2.0.6.1 のアップデートインストーラをご利用ください。


株式会社エスアールエル Doctor's Desk Light (DDL) および、無料版 WOLF ver1.X をお使いの方

まず始めに有料版 WOLF ver2.0.0 を導入する必要があります。

WOLF ver2.0.0 インストールガイドおよびリリースノートを参照し、WOLF ver2.0.0 インストールディスクからのインストール、およびデータ移行を実施してください。


1-3. インストール方法

メディカルドメインの Web サイト (<http://www.medical-domain.com/products/download.php>) から WOLF ver2.0.6.1 もしくは WOLF-V ver2.0.6.1 アップデートパッチをダウンロードし、解凍後 SetupXP_Update.exe(WOLF-V の場合は SetupV_Update.exe)を実行してください。実行するとアップデートインストール画面が表示されます。



2. WOLF ver2.0.6.1 で強化された主な内容

追加された機能の操作方法については WOLF ver2.0.6.1 追加マニュアルを参照ください。



WOLF ver2.0.6.1 追加マニュアルは WOLF ver2.0.6.1 インストール後の Windows プログラムメニューに追加されます。

2-2. 患者詳細検索

検索条件の年齢で年齢の範囲指定および、検索結果の表示項目に年齢を追加しました。
また、検索結果表示項目に「年齢」を追加しました。

The screenshot shows a window titled "患者詳細検索 - 検索件数[3]". It contains a table of search results and a search criteria panel below it.

カルテ番号	患者名 (カナ)	患者名 (漢字)	性別	生年月日	年齢	最終診療日	最終検査日	最終取込日
9999990001	ウキ子エミ	植木 千恵美	女	1937/02/28	72	2007/01/21	2004/02/13	
9999990002	ニシダ トシミ	西田 俊文	男	1934/03/07	75			
9999990005	シバタ アキヨシ	柴田 昭義	男	1936/07/27	72			

The search criteria panel below the table includes the following options:

- 患者名(カナ)
- 患者番号
- 最終診療日
- 最終検査日
- 最終取込日
- 年齢 (70 歳 から 80 歳まで)
- 病名

Buttons for search and actions are also visible:

- 検索開始
- 簡易確認
- 患者病名
- 直近検査
- 受付
- 選択解除
- WOLF受付
- 受付無しで開く
- 患者情報
- 検査情報
- 閉じる

操作、設定方法については WOLF ver2.0.6.1 追加マニュアルを参照ください。

3. 不具合対応一覧(WBF - WOLF Bug Fixed : WOLF バグ管理番号)

有料版 WOLF、WOLF-V ver2.0.6 で判明した不具合と本バージョンでの対応について列記します。

WBF-00039 MBC 検査、その他検査取り込み不具合対応。

既に取り込んだ検査データと同一の検査日と依頼 ID の検査を取り込んだ場合、エラーが発生する問題を修正しました。

4. WOLF ツールのご案内

既にリリース済みの WOLF ツールについてご案内いたします。

4-1. AEXUS

AEXUS は様々な帳票を汎用的かつ簡単に作成するためのツールです。

WOLF がなくても単独で使用可能ですが、WOLF と同時に使用することで、患者氏名などの基本情報や薬歴、病名などを引用できますので、より効率的な帳票作成が可能となります。

有料ソフトですが、評価版プログラムの無料ダウンロードもあります。

詳細は下記 URL を参照ください。

<http://medical-domain.com/products/aexus.php>

4-2. WOLF ランチャ

WOLF から他のアプリケーションを呼び出したい場合(CR、心電図、オーダリングシステム、レセプトチェックシステムなど)、WOLF ランチャを利用することで複数のアプリケーションと WOLF を連携することができます。

対応アプリケーション(2009-03-31 時点)

- ・フクダ エム・イー工業株式会社 様 ViewPlusPro
- ・コニカミノルタヘルスケア株式会社 様 REGIUS Unitea
- ・熊本ソフトウェア株式会社 様 WinORCA Expert
- ・SFK メディカル株式会社 様 レセプトチェッカー
- ・株式会社リアルビジョン様 RVDCM Viewer

WOLF ランチャは下記 URL から無料でダウンロードできます。

<http://www.medical-domain.com/products/tools/>

4-3. XML コンバータ

WOLF のデータベースから XML データ作成および、作成した XML データを WOLF へ登録するツールです。

これまでの仕様では、WOLF インストール時のデータベース選択で Jet エンジンか MSDE を選択後にデータベース形式を変更することはできませんでした。

このツールを使用して、現在利用している WOLF から XML ファイル形式で全データを抽出し、さらにその XML データを異なる種類のデータベースでインストールした WOLF へ登録することで、データベース形式に関係なくデータ移行が可能となります。

XML コンバータは下記 URL から無料でダウンロードできます。

<http://www.medical-domain.com/products/tools/>

4-4. 日医医見書データ移行支援ツール

日医 医見書ソフトから WOLF へのデータ移行支援ツールです。

以下のデータが移行可能です。

- ・患者基本情報
- ・意見書請求先 保険者情報
- ・主治医意見書 文書内容
- ・医師意見書 文書内容
- ・訪問看護指示書 文書内容

移行可能なデータには条件がありますので、必ずマニュアルを参照して移行を実施してください。

平成 21 年 3 月 17 日現在 利用可能な医見書のバージョンは以下の通りです。

- ・システム version : 3.0.7
- ・データ version : 3.0.0
- ・スキーマ version : 3.0.5

日医医見書データ移行支援ツールは下記 URL から無料でダウンロードできます。

<http://www.medical-domain.com/products/tools/>

平成 21 年度介護保険制度改正対応版の日医 医見書には対応していません。

今後の状況につきましては日医 医見書の正式リリース後に対応方針をお知らせいたします。

最新情報は弊社 Web サイトを参照ください。

<http://www.medical-domain.com/products/tools/>