

有料版 WOLF、WOLF-V ver2.0.7 リリースノート

このリリースノートは、有料版 WOLF ver2.0.7 および、WOLF-V ver2.0.7 導入についての注意事項(インストール手順)および、前バージョンの WOLF から強化された内容(新機能、その他の変更点等)を記載しています。

WOLF、WOLF-V をご利用の際は必ず目を通していただくようお願いいたします。

また、これらの内容はユーザのフィードバックを受けて更新されることがありますので、随時最新情報をご確認ください(最新情報は <http://www.medical-domain.com/products/r-note.php> でご確認ください)。

1. 導入についての注意事項

1-1. 日医標準レセプトソフト(以下、日レセ)ver 4.4.0(etch)対応について

2009-03-27 に日医標準レセプトソフト(以下、日レセ)ver 4.4.0(etch)のパッケージ提供がおこなわれました。

日レセ ver 4.4.0 でデータベースのスキーマ変更がおこなわれた関係上、日レセ ver 4.4.0 と WOLF を連携して使用する場合は WOLF ver2.0.7 が必須となります。

今回リリース WOLF ver 2.0.7 の日レセ対応について

対応バージョン:日レセ ver4.4.0

対応スキーマバージョン:日レセデータベース仕様書 第17版

設定を変更することで、日レセ 4.3.0 に接続することも可能です。

1-2. インストール時の注意

WOLF ver2.0.7 アップデートインストーラは WOLF ver2.0.0~2.0.6.1(体験版、評価版含む)が導入済み環境でしかご利用になれません。

WOLF ver2.0.7 はこれまでの全ての内容を含んでおりますので、過去のバージョンを適用する必要はありません。

WOLF-V をご利用の場合は WOLF-V ver2.0.7 のアップデートを入手してください。

有料版 WOLF ver2.0.0~2.0.6.1 をお使いの方

有料版 WOLF ver2.0.0~2.0.6.1(体験版、評価版含む)が導入済みであれば、「1-2.インストール方法」を参照し WOLF ver2.0.7 のアップデートを実施してください。

WOLF-V ver2.0.4.1~2.0.6.1 をお使いの方

Windows Vista 環境用の WOLF-V ver2.0.4.1~2.0.6.1 が導入済みであれば、WOLF-V ver2.0.7 のアップデートインストーラをご利用ください。


株式会社エスアールエル Doctor's Desk Light(DDL)および、無料版 WOLF ver1.X をお使いの方

まず始めに有料版 WOLF ver2.0.0 を導入する必要があります。

WOLF ver2.0.0 インストールガイドおよびリリースノートを参照し、WOLF ver2.0.0 インストールディスクからのインストール、およびデータ移行を実施してください。


1-3. インストール方法

メディカルドメインの Web サイト (<http://www.medical-domain.com/products/download.php>) から WOLF ver2.0.7 もしくは WOLF-V ver2.0.7 アップデートパッチをダウンロードし、解凍後 SetupXP_Update.exe(WOLF-V の場合は SetupV_Update.exe)を実行してください。実行するとアップデートインストール画面が表示されます。



2. WOLF ver2.0.7 で変更された主な内容

追加された機能の操作方法については WOLF ver2.0.7 追加マニュアルを参照ください。



WOLF ver2.0.7 追加マニュアルは WOLF ver2.0.7 インストール後の Windows プログラムメニューに追加されます。

2-1.日医標準レセプトソフト(以下、日レセ) ver 4.4.0(etch)対応

日レセ ver 4.4.0 でデータベースのスキーマ変更がおこなわれたため、WOLF の ODBC によるデータ更新の仕様変更をおこないました。

WOLF と日レセ ver 4.4.0 を連携する場合、補助機能の 通信設定 タブを開き、「日レセバージョン」の指定で「4.4」を選択してください。

補助機能

各種マスタ設定 データ保守 その他設定 ボタン設定 **通信設定** 一括処理

日レセ接続を有効にする (WOLF起動時に日レセとの接続チェックをおこなう)

日レセバージョン: 4.4 日レセ医療機関ID (JPNXXX):

日レセ接続 ODBC設定: 8.4, 4.0, 4.4

データソース名: 4.4 ポート番号: 5432

データベース名: orca ユーザー名: orca

サーバーIPアドレス: 192.168.0.70 パスワード: ****

CLAIMによる患者情報取り込みをおこなう

CLAIM受信ポート番号: 受付: 5001 会計: 5002 受信用コード: EUC

チェックの付いたサマリへ診療行為を: 転記しない

日レセからの患者受付を多重に: 受けける

日レセ患者登録時にWOLF受付登録を: おこなう

設定変更

その他設定

日レセ以外のシステムとのCLAIM通信などの設定をおこないます。 その他設定

ODBCによる患者データ更新

ODBCによる接続で日レセから患者データを取得します。
※データ更新中はCLAIMの取得をおこないません

データ更新(全患者)

操作、設定方法についてはWOLF ver2.0.7 追加マニュアルを参照ください。

3. 不具合対応一覧(WBF - WOLF Bug Fixed : WOLF バグ管理番号)

WOLF ver2.0.6.1、WOLF-V ver2.0.6.1における不具合対応はありません。

4. WOLF ツールのご案内

既にリリース済みの WOLF ツールについてご案内いたします。

4-1. AEXUS

AEXUS は様々な帳票を汎用的かつ簡単に作成するためのツールです。

WOLF がなくても単独で使用可能ですが、WOLF と同時に使用することで、患者氏名などの基本情報や薬歴、病名などを引用できますので、より効率的な帳票作成が可能となります。

有料ソフトですが、評価版プログラムの無料ダウンロードもあります。

詳細は下記 URL を参照ください。

<http://medical-domain.com/products/aexus.php>

4-2. WOLF ランチャ

WOLF から他のアプリケーションを呼び出したい場合(CR、心電図、オーダリングシステム、レセプトチェックシステムなど)、WOLF ランチャを利用することで複数のアプリケーションと WOLF を連携することができます。

対応アプリケーション(2009-03-31 時点)

- ・フクダ エム・イー工業株式会社 様 ViewPlusPro
- ・コニカミノルタヘルスケア株式会社 様 REGIUS Unitea
- ・熊本ソフトウェア株式会社 様 WinORCA Expert
- ・SFK メディカル株式会社 様 レセプトチェッカー
- ・株式会社リアルビジョン 様 RVDCM Viewer

WOLF ランチャは下記 URL から無料でダウンロードできます。

<http://www.medical-domain.com/products/tools/>

4-3. XML コンバータ

WOLF のデータベースから XML データ作成および、作成した XML データを WOLF へ登録するツールです。

これまでの仕様では、WOLF インストール時のデータベース選択で Jet エンジンか MSDE を選択後にデータベース形式を変更することはできませんでした。

このツールを使用して、現在利用している WOLF から XML ファイル形式で全データを抽出し、さらにその XML データを異なる種類のデータベースでインストールした WOLF へ登録することで、データベース形式に関係なくデータ移行が可能となります。

XML コンバータは下記 URL から無料でダウンロードできます。

<http://www.medical-domain.com/products/tools/>

4-4. 日医医見書データ移行支援ツール

日医 医見書ソフトから WOLF へのデータ移行支援ツールです。

以下のデータが移行可能です。

- ・患者基本情報
- ・意見書請求先 保険者情報
- ・主治医意見書 文書内容
- ・医師意見書 文書内容
- ・訪問看護指示書 文書内容

移行可能なデータには条件がありますので、必ずマニュアルを参照して移行を実施してください。

平成 21 年 3 月 17 日現在 利用可能な医見書のバージョンは以下の通りです。

- ・システム version : 3.0.7
- ・データ version : 3.0.0
- ・スキーマ version : 3.0.5

日医医見書データ移行支援ツールは下記 URL から無料でダウンロードできます。

<http://www.medical-domain.com/products/tools/>

平成 21 年度介護保険制度改正対応版の「日医 医見書」からのデータ移行については「日医 医見書データ移行支援ツール ver1.2」を 2009-04 中旬に提供予定です。

最新情報は弊社 Web サイトを参照ください。

<http://www.medical-domain.com/products/tools/>